

### 均質

- 高效率、高通量、高品質
- 可搭配CRYO低溫冷卻模組
- 可搭配不同尺寸均質管、不同類型研磨珠
- 樣品體積範圍：0.5 - 50 mL

#### Lysera

高效樣品均質設備



### 萃取管柱

- 目標物萃取、基質去除
- QuEChERS 萃取 / 淨化粉劑及淨化管柱
- 毒素類純化萃取
- 動物用藥殘留
- 丙烯醯胺
- PFAS



### 萃取設備

- 無須插電，僅靠氣體即可驅動設備
- 獨特限流器設計、供給均勻氣壓
- 分別適用1、3、6 mL 管柱式及 96 孔盤
- 大幅改善再現性、精準度、萃取效率

#### PRESSURE+

正壓固相萃取裝置



- 全自動化萃取
- 管柱式可用 1、3、6、10、15 mL
- 盤式可用 48、96 well 萃取盤
- 三種分注範圍：5 - 800、50 - 1000、250 - 5000  $\mu$ L
- SPE / SLE / PPT / PLD / R&D
- 可搭配 GLP 軟體，符合 GLP 實驗室管理要求

#### Extrahera

全自動固相萃取工作站



### 高效濃縮

- 高通量樣品濃縮
- 可搭配不同配件適用各類試管及樣品瓶
- 延續第一代之專利螺旋氣流技術
- 可設定並儲存之梯度排程
- 依照萃取設備需求，可搭配各式機型：LV / II / EH / P+

#### TurboVap

快速吹氮濃縮裝置

